


Prkra/Pact ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - O75569

商品番号: CM0004133



前書き

ヒト PRKRA/PACT (O75569)

を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。PKRシグナル伝達、RNAサイレンシング、およびアポトーシスの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRKRA/PACT ウサギ mAb
備考/別名	RAX; PACT; DYT16; HSD14; PRKRA/PACT
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8575
GeneID	8575
免疫原	ヒト PRKRA/PACT (O75569) のアミノ酸 214-313 内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75569
タンパク質分子量	34kDa
配送	アイスバッグ