


Wb、Ihc-P、Elisa用 Ptbp2 ウサギ Pab - Q9Uka9

商品番号: CM0026986



前書き

PTBP2 ウサギ

pAbは、ヒトPTBP2を標的とし、マウスおよびラットとの交差反応性を持つ、WB、IHC-P、ELISA用に検証済みのポリクローナル抗体です。スプライシングおよび翻訳研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTBP2 ウサギ pAb
備考/別名	nPTB; PTBLP; brPTB; PTBP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	58155
GeneID	58155
免疫原	ヒトPTBP2のアミノ酸1-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001287918.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UKA9
タンパク質分子量	57kDa
輸送	保冷バッグ