

## WbおよびElisa用Ptpraウサギポリクローナル抗体 - P18433

商品番号: CM0015286



## 前書き

ヒトPTPRAに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISA用途で検証済み。マウスおよびラットのPTPRAを検出し、インテグリンシグナル伝達および接着斑研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | PTPRAウサギpAb                                                                 |
| 備考／別名      | LRP; HLPK; PTPA; HEPTP; HPTPA; RPTPA; PTPRL2; HPTPalpha; R-PTP-alpha; PTPRA |
| 種          | ヒト                                                                          |
| 遺伝子ID (ヒト) | 5786                                                                        |
| 遺伝子ID      | 5786                                                                        |
| 免疫原        | ヒトPTPRA (NP_543030.1) のアミノ酸175～295に相当する配列を含む組換え融合タンパク質                      |
| 由来         | ウサギ                                                                         |
| カテゴリ       | ポリクローナル抗体                                                                   |
| 用途         | WB、ELISA                                                                    |
| 交差反応性      | マウス、ラット                                                                     |
| SWISS      | P18433                                                                      |
| タンパク質分子量   | 91kDa                                                                       |
| 配送         | 保冷バッグ                                                                       |