

ウサギ抗Calcaポリクローナル抗体（WbおよびElisa研究用途） - P01258 / P06881

商品番号: CM0015934



前書き

ヒトCALCA（カルシトニン）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しており、マウスおよびラットと交差反応します。カルシウム代謝やホルモンシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CALCA Rabbit pAb
備考 / 別名	CT, KC, PCT, CGRP, CALCI, CGRP1, CGRP-I, CGRP-alpha, CALCA
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	796
GeneID	796
免疫原	ヒトCALCA (NP_001029124.1) のアミノ酸1-141番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P01258 / P06881
タンパク質分子量	13kDa / 15kDa
輸送方法	氷袋