

ウサギ抗Cdc42ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P60953

商品番号: CM0017460



前書き

CDC42（Cell division control protein 42 homolog）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。アクチン動態、細胞極性、および移動を制御する低分子GTPアーゼを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDC42 Rabbit pAb
備考/別名	TKS; G25K; CDC42Hs; CDC42
種	ヒト
GeneID (ヒト)	998
免疫原	ヒトCDC42 (NP_001782.1) のアミノ酸118-191に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P60953
タンパク質分子量	21kDa
配送	氷袋