

Wb、If/Icc、Ip、Elisa用 ウサギ抗Gnai3ポリクローナル抗体 - P08754

商品番号: CM0015154



前書き

ヒトGNAI3に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、IF/ICC、IP、ELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウスのGNAI3を認識し、Gタンパク質シグナル伝達や細胞分裂の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO 検証済] GNAI3 ウサギ pAb
別名	87U6; HG1A; ARCND1; ARCODS; I3
対象種	ヒト
GeneID	2773
免疫原	ヒトGNAI3 (NP_006487.1) のアミノ酸1-354に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P08754
タンパク質分子量	41kDa
発送方法	保冷剤