

ウサギ抗Spdyaポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - Q5Mj70

商品番号: CM0019868



前書き

このSPDYAウサギポリクローナル抗体はSpeedy protein A (Spy1/RINGO A)を検出し、WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応し、G1/S期移行およびDNA損傷研究を容易にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPDYAウサギpAb
備考/別名	SPY1; SPDY1; RINGO3; RINGOA; SPDYA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	245711
遺伝子ID	245711
免疫原	ヒトSPDYA (NP_877433.2)のアミノ酸1-313に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5MJ70
タンパク質分子量	36kDa
発送	保冷バッグ