


WbおよびElisa用Ralaウサギポリクローナル抗体 - P11233

商品番号: CM0015166



前書き

ヒトRALA（Ras関連タンパク質Ral-A）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。GTPアーゼシグナル伝達、膜輸送、および細胞分裂の研究に適しています。分子量24 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RALA Rabbit pAb
備考/別名	RAL; HINCONS; RALA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5898
免疫原	ヒトRALA (NP_005393.2) のアミノ酸1-206に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P11233
タンパク質分子量	24kDa
配送	アイスバッグ