

## Wb、Elisa用Rbm20ウサギポリクローナル抗体 - Q5T481

商品番号: CM0024330

## 前書き

WBおよびELISAで検証済みのRBM20ウサギポリクローナル抗体。ヒトRBM20（心臓スプライシング制御因子）を標的とします。心血管疾患の研究に最適です。  
。 - Q5T481

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 製品名      | RBM20 Rabbit pAb                                          |
| 種        | ヒト                                                        |
| 遺伝子ID    | 282996 (ヒト)                                               |
| 免疫原      | ヒトRBM20 (NP_001127835.2) のアミノ酸820-980に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来       | ウサギ                                                       |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                                 |
| アプリケーション | WB, ELISA                                                 |
| 交差反応性    | ヒト                                                        |
| SWISS    | Q5T481                                                    |
| タンパク質分子量 | 134kDa                                                    |
| 配送       | 氷袋                                                        |