


Rpap3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q9H6T3

商品番号: CM0015084



前書き

ヒトRPAP3に対するウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットを対象にWB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。RPAP3はRNAポリメラーゼIIをシャペロンに結びつけ、タンパク質複合体の形成を媒介します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	RPAP3 Rabbit pAb
備考 / 別名	Tah1; hSpagh; RPAP3
対象種	ヒト
遺伝子ID	79657
免疫原	ヒトRPAP3（NP_001139547）のアミノ酸17～241番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H6T3
タンパク質分子量	76kDa
輸送方法	保冷剤