


Rps15A ウサギポリクローナル抗体 Wb, Ihc-P, Elisa対応 - P62244

商品番号: CM0017241



前書き

ヒトRPS15A（uS8）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。小型リボソームサブユニットの機能、赤血球生成、ダイヤモンド・ブラックファン貧血の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RPS15A ウサギポリクローナル抗体
別名	uS8; S15a; DBA20; RPS15A
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	6210
GeneID	6210
免疫原	ヒトRPS15A（NP_001010.2）のアミノ酸1-130番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62244
タンパク質分子量	15kDa
発送	保冷剤