


Wb、Elisa用Smndc1ウサギポリクローナル抗体 - O75940

商品番号: CM0014817



前書き

ヒト、マウス、ラットのSMNDC1タンパク質を検出する、ウエスタンブロッティングおよびELISAでバリデーション済みのSMNDC1ウサギポリクローナル抗体。スプライシング研究およびバイオマーカー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	SMNDC1ウサギpAb
備考／別名	SMNR; SPF30; TDRD16C; SMNDC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10285
GeneID	10285
免疫原	ヒトSMNDC1 (NP_005862.1) のアミノ酸1〜238に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75940
タンパク質分子量	27kDa
配送	保冷バッグ