

Snrpal ウサギモノクローナル抗体 (Wb, Ip, Ihc-P, Elisa用) - P09661

商品番号: CM0002593



前書き

ヒト、マウス、ラットのWB、IP、IHC-P、ELISAで検証済みのSNRPA1ウサギモノクローナル抗体（P09661）。プレmRNAスプライシングにおけるコアU2 snRNPコンポーネント。IVD研究および診断薬開発に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SNRPA1 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	Lea1; U2A'; SNRPA1
種	ヒト
GeneID	6627
免疫原	合成ペプチド：ヒトSNRPA1（P09661）のアミノ酸156-255の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09661
タンパク質重量	28 kDa
配送	アイスバッグ