

Spire2 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa対応） - Q8Wwl2

商品番号: CM0019315



前書き

WBおよびELISAで検証済みのSPIRE2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。アクチン動態、小胞輸送、DNA損傷修復に関与するアクチン核形成因子SPIRE2を標的とします。細胞骨格研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPIRE2 Rabbit pAb
備考/別名	Spir-2; SPIRE2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84501
免疫原	ヒトSPIRE2 (NP_115827.1) のアミノ酸1-190に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WWL2
タンパク質分子量	80kDa
配送	アイスバッグ