

Wb、Elisa用 Ssx5 ウサギポリクローナル抗体 - O60225

商品番号: CM0024871

前書き

ヒトタンパク質SSX5（O60225）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応し、22 kDaのバンドを検出します。転写調節研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	SSX5 ウサギ pAb
備考/別名	SSX5
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6758
遺伝子ID	6758
免疫原	ヒトSSX5（NP_066295.3）のアミノ酸1-229に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60225
タンパク質分子量	22kDa
輸送	保冷バッグ