

Wb、Ihc-P、Elisa用Stip1ウサギポリクローナル抗体 - P31948

商品番号: CM0017822



前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-P、ELISAでバリデーション済みのSTIP1（HOP）に対するウサギポリクローナル抗体。HSP70-HSP90相互作用を仲介するコシャペロン。ストレス応答およびシャペロン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STIP1ウサギpAb
備考／別名	HOP、P60、STI1、STI1L、HEL-S-94n、IEF-SSP-3521、STIP1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10963
GeneID	10963
免疫原	ヒトSTIP1（NP_006810.1）のアミノ酸1～300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31948
タンパク質分子量	63 kDa
配送	保冷バッグ