

Stx1A ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q16623

商品番号: CM0024906

前書き

ヒトSTX1A（シンタキシン-1A）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性を示します。SNAREを介したエキソサイトーシスと神経伝達の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	STX1A ウサギ pAb
備考/別名	STX1; HPC-1; P35-1; SYN1A; STX1A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6804
GeneID	6804
免疫原	ヒトSTX1A (Q16623) のアミノ酸1-100に相当する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q16623
タンパク質分子量	33kDa
発送	保冷バッグ