


Tff1/Ps2 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ip、If-P、Elisa対応） - P04155

商品番号: CM0006823



前書き

ヒトTFF1/pS2（トレフォイル因子1）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IP、IF-P、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。消化管およびがん研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TFF1/pS2 ウサギmAb
別名	pS2; BCEI; HPS2; HP1.A; pNR-2; D2IS21; TFF1/pS2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	7031
免疫原	合成ペプチド ヒトTFF1/pS2のアミノ酸25-84番目の配列に対応する合成ペプチドです。(NP_003216.1)
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IP, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04155
タンパク質分子量	9kDa
発送方法	保冷剤