

Wb、If/Icc、Elisa用 Tfpt ウサギポリクローナル抗体 - P0C1Z6

商品番号: CM0024885

前書き

WB、IF/ICC、ELISA用に検証済みの高品質 TFPT ウサギポリクローナル抗体。ヒト TFPT (INO80F) を標的とし、これはクロマチンリモデリング INO80 複合体の構成要素であり、p53 非依存性アポトーシスを促進します。アポトーシスおよびクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TFPT ウサギ pAb
備考/別名	FB1; amida; INO80F; TFPT
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29844
GeneID	29844
免疫原	組換えタンパク質 (ヒト TFPT (NP_037474.1) のアミノ酸 1-253 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P0C1Z6
タンパク質分子量	28kDa
配送	アイスパック