

Wb、Elisa用トロンボキサン合成酵素ウサギポリクローナル抗体 - P24557

商品番号: CM0015931

前書き

ヒトおよびマウスサンプル中のトロンボキサンA合成酵素（TBXAS1/CYP5A1）を標的とする、WBおよびELISA用ウサギポリクローナル抗体。トロンボキサンA 2の合成および血小板凝集に関与します。研究用途に限り使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	トロンボキサン合成酵素ウサギpAb
備考／別名	TS、TXS、CYP5、THAS、TXAS、CYP5A1、GHOSAL、BDPLT14、トロンボキサン合成酵素
生物種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6916
遺伝子ID	6916
免疫原	ヒトトロンボキサン合成酵素（NP_001052.2）のアミノ酸355～534に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P24557
タンパク質分子量	61 kDa
輸送	保冷バッグ