

Timm13 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Y5L4

商品番号: CM0024690

前書き

ヒト、マウス、ラットのWBおよびELISAで検証されたTIMM13ウサギポリクローナル抗体。ミトコンドリアタンパク質輸送に不可欠なシャペロンである、ミトコンドリア内膜輸送体サブユニットTim13（11 kDa、UniProt Q9Y5L4）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TIMM13 ウサギpAb
備考/別名	ppv1; TIM13; TIM13B; TIMM13A; TIMM13B; TIMM13
種	ヒト
遺伝子ID	26517
免疫原	ヒトTIMM13（NP_036590.1）のアミノ酸1-95に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y5L4
タンパク質分子量	11kDa
配送	アイスパック