


Uch37/Uchl5 ウサギ Mab (Wb・Elisa用) - Q9Y5K5

商品番号: CM0007414



前書き

ヒト UCH37/UCHL5

を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB および ELISA で検証済み。ヒト、マウス、ラットの UCHL5 を認識します。UCHL5 は、タンパク質分解および DNA

修復に関与するプロテアソーム関連脱ユビキチン化酵素です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	UCH37/UCHL5 ウサギ mAb
備考/別名	UCHL5; CGI-70; INO80R; UCH-L5; UCH37; ubiquitin C-terminal hydrolase L5; UCH37/UCHL5
種	ヒト
遺伝子ID	51377
免疫原	ヒト UCH37/UCHL5 (NP_057068.1) のアミノ酸 1-329 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y5K5
タンパク質分子量	36kDa/37kDa
配送	氷袋