

Wb、Ihc-P、Elisa用Vangl2ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ulk5

商品番号: CM0026080



前書き

VANGL2 (Strabismus

1) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのVANGL2を検出します。平面細胞極性、神経管発生、形態形成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VANGL2 Rabbit pAb
備考/別名	LPPI; LTAP; STB1; STBM; STBM1; VANGL2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57216
GeneID	57216
免疫原	ヒトVANGL2 (NP_065068.1) のアミノ酸1-110に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9ULK5
タンパク質分子量	60kDa
配送	氷袋