

Vars ウサギポリクローナル抗体（Pab）、Wb・Ihc-P・If/Icc・Elisa対応 - P26640

商品番号: CM0025075

前書き

ヒト VARS（バリル-tRNA合成酵素）に対する高品質ポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。分子量は140 kDaで、翻訳研究や神経生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VARs ウサギpAb
備考/別名	G7A; VARS; VARS2; NDMSCA
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7407
遺伝子ID	7407
免疫原	ヒト VARS（NP_006286.1）のアミノ酸1-280番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26640
タンパク質分子量	140kDa
発送方法	氷袋梱包