

Wb、Elisa用Vimpウサギポリクローナル抗体 - Q9Bqe4

商品番号: CM0014427



前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みのVIMPウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応します。ER関連分解に関与するセレノプロテインSを標的とします。小胞体ストレス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VIMPウサギpAb
備考/別名	SELS; VIMP; ADO15; SBB18; SEPS1; AD-015
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	55829
GeneID	55829
免疫原	ヒトVIMP (NP_982298.2) のアミノ酸50～150内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BQE4
タンパク質分子量	21kDa
輸送	保冷バッグ