


Wb、Ihc-P、Elisa用Vip Rabbit Pab - P01282

商品番号: CM0017706



前書き

VIP Rabbit pAbは、WB、IHC-P、ELISAでバリデーションされたポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのVIPと反応します。神経ペプチドシグナル伝達の研究や診断アッセイの開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VIP Rabbit pAb
備考/別名	PHM27; VIP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7432
GeneID	7432
免疫原	ヒトVIP (NP_003372.1) のアミノ酸31-170に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01282
タンパク質分子量	19 kDa
配送	氷袋