

Wb・Elisa用 Xpo7 ウサギPab - Q9Uia9

商品番号: CM0021979

前書き

XPO7 ウサギpAbはヒトエクスポーチン-7 (RANBP16) に対するポリクローナル抗体で、WB およびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応し、核輸送メカニズムの研究に使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	XPO7 ウサギpAb
別名	EXP7; RANBP16; XPO7
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	23039
GeneID	23039
免疫原	合成ペプチド：ヒトXPO7 (NP_055839.3) のアミノ酸1000位からC末端までの配列に相当する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UIA9
タンパク質分子量	124kDa
発送方法	保冷剤