


Yes1 ウサギポリクローナル抗体（Wb, If/Icc, Elisa用） - P07947

商品番号: CM0014380



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのYES1
ウサギポリクローナル抗体（pAb）。細胞成長、接着
、および移動のレギュレーターであるヒトおよびマウ
スのチロシンプロテインキナーゼYes（c-
yes）を認識します。がん研究およびシグナル伝達の
研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	YES1 ウサギpAb
備考/別名	Yes; c-yes; HsT441; P61-YES; YES1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7525
GeneID	7525
免疫原	ヒトYES1 (NP_005424.1) のアミノ酸1-250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P07947
タンパク質分子量	61kDa
配送	氷袋