

ドットブロット・Elisa用 2'-O-メチルシチジン（Cm）

ウサギモノクローナル抗体

商品番号: CM0000038

前書き

修飾RNAヌクレオシドである2'-O-メチルシチジン（Cm）に特異的なウサギモノクローナル抗体です。ドットブロット（DB）およびELISA用途に適しており、種を問わない交差反応性を示します。エピトランスクリプトミクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	2'-O-メチルシチジン/ Cm ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	Cm; 2'-O-メチルシチジン; 2'-O-メチルシチジン/ Cm
対象種	ヒト
免疫原	Cmに結合させた化合物
起源	ウサギ
カテゴリー	その他の修飾抗体
用途	ドットブロット (DB), ELISA
交差反応性	種非依存性
発送方法	保冷剤