

ドットブロットおよびElisaアプリケーション用2'-O-メチルシチジン/Cmウサギポリクローナル抗体

商品番号: CM0000020

前書き

修飾ヌクレオシドである2'-O-メチルシチジン（Cm）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ドットブロット（DB）およびELISAアプリケーションに適しており、種に依存しない交差反応性を示します。エピトランスクリプトーム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	2'-O-メチルシチジン/ Cm ウサギ pAb
備考/別名	Cm; 2'-O-メチルシチジン; 2'-O-メチルシチジン/ Cm
種	ヒト
免疫原	化学化合物
ソース	ウサギ
カテゴリー	その他の修飾抗体
アプリケーション	DB, ELISA
交差反応性	種に依存しない
配送	アイスバッグ