

ドットブロットおよびElisa用 2'-O-メチルグアノシン（Gm）

ウサギポリクローナル抗体

商品番号: CM0000024

前書き

2'-O-

メチルグアノシン（Gm）修飾を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ドットブロット（DB）およびELISAアプリケーションに適しています。種に依存しない反応性を示し、エピトランスクリプトミクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	2'-O-メチルグアノシン(Gm) ウサギpAb
対象種	ヒト
免疫原	化学化合物 Gm
起源	ウサギ
カテゴリー	その他の修飾抗体
用途	DB、ELISA
交差反応性	種非依存的
輸送方法	氷袋梱包