

2'-O-メチルウリジン (Um)

ウサギポリクローナル抗体（Elisaおよびドットブロット用） - Um

商品番号: CM0023851

前書き

一般的なRNA修飾である2'-O-メチルウリジン (Um) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ELISAおよびドットブロット（DB）に適しており、種に依存しない反応性を示します。エピトランスクリプトーム研究および診断アッセイの開発をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 詳細                                 |
|----------|------------------------------------|
| 製品名      | 2'-O-メチルウリジン(Um) ウサギpAb            |
| 備考/別名    | Um; 2'-O-メチルウリジン; 2'-O-メチルウリジン(Um) |
| 種        | ヒト                                 |
| 免疫原      | 化学化合物 Um                           |
| ソース      | ウサギ                                |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                          |
| アプリケーション | DB, ELISA                          |
| 交差反応性    | 種非依存                               |
| 配送       | アイスバッグ                             |