

Wb、If/Icc、If-P、およびフローサイトメトリー（細胞内）用 4-ヒドロキシノネナール (4-Hne) ウサギモノクローナル抗体

商品番号: CM0000068

前書き

4-ヒドロキシノネナール (4-HNE)
ウサギモノクローナル抗体は、脂質過酸化付加物を検出するための種非依存性ツールです。WB、IF/ICC、IF-P、および細胞内フローサイトメトリーで検証済みであり、酸化ストレス研究やIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	4-Hydroxynonenal Rabbit mAb
備考/別名	4-HNE
免疫原	化学化合物
ソース	ウサギ
カテゴリー	その他の修飾抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, FC (intra)
交差反応性	種非依存性
配送方法	アイスバッグ