

DbおよびElisa用 5-メチルシチジン (M5C) Rna ウサギモノクローナル抗体

商品番号: CM0000002

前書き

5-メチルシチジン (m5C)
RNA修飾を標的としたウサギモノクローナル抗体で、ドットブロットおよびELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラット、その他の種との広範な交差反応性が予測されています。エピトランスクリプトミクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	5-メチルシチジン/m5C(RNA) ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	m5C
免疫原	m5Cに対応する化合物。
由来	ウサギ
カテゴリー	その他の修飾抗体
適用	DB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲に予測）
輸送	保冷バッグ