

5-メチルシチジン/M5C ウサギポリクローナル抗体 - M5C

商品番号: CM0020217

前書き

5-メチルシチジン（m5C）に対する種非依存性のウサギポリクローナル抗体で、ドットブロット（DB）およびELISA用途に適しています。診断・研究分野でのDNA/RNAメチル化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	5-メチルシチジン/m5C ウサギpAb
免疫原	化合物 m5C
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	DB、ELISA
交差反応性	種非依存性
輸送方法	保冷剤