

ドットブロット(Db)・Elisa用 5-メチルシトシン(5Mc)

ウサギモノクローナル抗体 – 種を問わない交差反応性

商品番号: CM0000001

前書き

本製品は5-メチルシトシン(5mC)を認識するウサギモノクローナル抗体で、ドットブロットおよびELISA用途に適しており、種に依存しない交差反応性を示します。エピゲノム研究や診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	5-メチルシトシン(5mC) ウサギmAb
備考/別名	5mC; 5-メチルシトシン(5mC)
免疫原	化合物 5mC
由来	ウサギ
カテゴリー	その他修飾抗体
用途	DB(ドットブロット), ELISA
交差反応性	種非依存性
発送方法	氷袋梱包