

5-メチルシトシン (5Mc) ウサギ Pab - 5Mc

商品番号: CM0021209

前書き

5-メチルシトシン (5mC)
を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ドットブロット (DB)
およびELISAに適用可能。種非依存的な交差反応性により、幅広いエピジェネティクス研究アプリケーションを可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	5-メチルシトシン (5mC) ウサギ pAb
免疫原	化学化合物 5mC
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	DB, ELISA
交差反応性	種非依存
輸送	保冷バッグ