

WbおよびElisa用5T4ウサギモノクローナル抗体 - Q13641

商品番号: CM0003947



前書き

ヒト5T4

(TPBG)に対する高特異性ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。がん生物学、Wntシグナリング、および栄養層細胞の研究に最適 - Q13641。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	5T4 Rabbit mAb
備考/別名	5T4; M6P1; 5T4AG; WAIF1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7162
遺伝子ID	7162
免疫原	ヒト5T4 (Q13641) のアミノ酸321-420領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13641
タンパク質分子量	46kDa
配送	アイスバッグ