

Fc用 647標識 ウサギ抗ヒトBtn3A1/2/3モノクローナル抗体 - O00481 / P78410 / O00478

商品番号: CM0011527



前書き

フローサイトメトリー用に開発された、ヒトBTN3A1/2/3（CD277）を標的とする高品質な647結合モノクローナル抗体です。T細胞活性化、適応免疫、免疫腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	647 ウサギ抗ヒトBTN3A1/2/3 mAb
別名	BTF5; BT3.1; CD277; BTN3.1
対象種	ヒト
GeneID	11119/11118/10384
免疫原	ヒトBTN3A1（NP_008979.3）のアミノ酸470～630番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	O00481/P78410/O00478
タンパク質分子量	58kDa
発送方法	保冷剤