


A-シヌクレイン ウサギ Pab - P37840

商品番号: CM0025876



前書き

WB、IF/ICC、IF-P、ELISAで使用実績のある抗 α -シヌクレイン

ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの α -

シヌクレイン（シナプス小胞輸送と神経伝達物質放出を調節する神経タンパク質）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	α -シヌクレイン ウサギ pAb
備考/別名	PD1; NACP; PARK1; PARK4; α -シヌクレイン
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6622
GeneID	6622
免疫原	ヒト α -シヌクレイン (NP_000336.1) のアミノ酸59-140に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P37840
タンパク質分子量	14kDa
配送	アイスバッグ