


Abcc8 ウサギpAb Wb、Elisa用 - Q09428

商品番号: CM0026455



前書き

ABCC8

ウサギpAbはWBおよびELISAで検証済みのポリクローナル抗体で、ヒトABCC8/SUR1を認識し、マウスと交差反応性を示します。インスリン分泌および糖尿病研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABCC8 ウサギpAb
略号/別名	HI; SUR; HHF1; MRP8; PHH1; SUR1; ABC36; HRINS; PNDM3; TNDM2; SUR1delta2; ABCC8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6833
遺伝子ID	6833
免疫原	ヒトABCC8 (NP_000343.2) のアミノ酸700～1000番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q09428
タンパク質分子量	177kDa
発送方法	保冷剤