

Abcf3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9Nuq8

商品番号: CM0019305

前書き

ABCF3 ウサギ pAb は、WB、IHC-P、ELISA アプリケーションに適したポリクローナル抗体です。フラビウイルスに対する抗ウイルス防御に関与するヒト、マウス、ラットの ABCF3 タンパク質を検出します。免疫検出研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	ABCF3 ウサギ pAb
備考/別名	EST201864; ABCF3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55324
GeneID	55324
免疫原	ヒト ABCF3 (NP_060828.2) のアミノ酸 1-200 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NUQ8
タンパク質分子量	80kDa
配送	保冷バッグ