

Abhd12 ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q8N2K0

商品番号: CM0023224

前書き

WB、ELISAで検証済みのABHD12ウサギポリクローナル抗体です。ヒトABHD12を標的とし、ラットと交差反応します。神経学および脂質代謝研究におけるリゾホスファチジルセリンリパーゼ機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABHD12 ウサギpAb
備考/別名	PHARC; ABHD12A; BEM46L2; hABHD12; C20orf22; dJ965G21.2; ABHD12
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	26090
遺伝子ID	26090
免疫原	ヒトABHD12の110-250アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_056415.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q8N2K0
タンパク質重量	45kDa
輸送	アイスバッグ