

Abhd5 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Wts1

商品番号: CM0028867

前書き

ABHD5 (CGI-58, Q8WTS1)
対応の高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。脂質代謝、トリグリセリド調節、およびケラチノサイト分化の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ABHD5 Rabbit pAb
備考/別名	CGI58; IECN2; NCIE2; ABHD5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51099
GeneID	51099
免疫原	ヒトABHD5 (NP_057090.2) のアミノ酸1-349に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8WTS1
タンパク質分子量	39kDa
配送	氷袋