

Acbd5 ウサギ Pab - Q5T8D3

商品番号: CM0012864



前書き

ヒトACBD5（Q5T8D3）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しており、ペキソファジー（ペルオキシソーム自噬）、脂質代謝、ペルオキシソーム研究に適しています。ヒト試料と交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACBD5 ウサギ pAb
別名	RDLKD; ACBD5
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	91452
免疫原	ヒトACBD5（NP_663736.2）のアミノ酸170～440に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q5T8D3
タンパク質分子量	60kDa
輸送方法	保冷剤