


Ace1ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa用） - P12821

商品番号: CM0002240



前書き

ヒトアンジオテンシン変換酵素（ACE1、CD143）を標的とするウサギモノクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。ウェスタンブロット、免疫沈降、ELISAで検証済み。血圧および心血管研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ACE1 Rabbit mAb
備考/別名	DCP; ACE1; DCPI; CD143
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1636
GeneID	1636
免疫原	合成ペプチド ヒトACE1（P12821）のアミノ酸1200-1306領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P12821
タンパク質分子量	150kDa
配送	アイスバッグ