

アセチル化アルファチューブリンK40

ウサギモノクローナル抗体（Q71U36）、Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用途

商品番号: CM0000175



前書き

ヒトアルファチューブリン（TUBA1A、Q71U36）のアセチル化K40を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応します。細胞骨格や神経生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アセチル化アルファチューブリン -K40 ウサギmAb
別名	LIS3; TUBA3; B-ALPHA-1; Acetyl-alpha Tubulin -K40
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7846
GeneID	7846
免疫原	合成ペプチド ヒトアルファチューブリン(NP_001257328.1)のK40周辺のアセチル化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	アセチル化抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q71U36
タンパク質分子量	50 kDa
発送方法	氷袋