

Acetyl-Alpha Tubulin (K40) Rabbit Pab (Q71U36) For Wb, If-P, Elisa

商品番号: CM0000108



前書き

ヒトα-

チューブリン (TUBA1A、Q71U36) のアセチル化リシン40に特異的なウサギポリクローナル抗体。WB、I

F-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットのチューブリンと交差反応します。アセチル化および微小管ダイナミクスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Acetyl-alpha Tubulin -K40 Rabbit pAb
備考/エイリアス	LIS3; TUBA3; B-ALPHA-1; Acetyl-alpha Tubulin -K40
種	ヒト
GeneID	7846
免疫原	ヒトαチューブリンのK40周辺の合成アセチル化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q71U36
タンパク質分子量	50kDa
配送	氷袋