

Acetyl-Dnmt1 (K1127/K1129/K1131/K1133) ウサギポリクローナル抗体 (P26358) For Ihc-P, If/Icc, Elisa

商品番号: CM0000115



前書き

K1127、K1129、K1131、K1133 (UniProt P26358) でアセチル化されたDNMT1を標的とするウサギポリクローナル抗体。IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。183 kDa。DNAメチル化およびエピジェネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Acetyl-DNMT1-K1127/K1129/K1131/K1133 Rabbit pAb
備考/別名	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSNIE; ADCADN; m.Hsa1; Acetyl-DNMT1-K1127/K1129/K1131/K1133
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1786
GeneID	1786
免疫原	ヒト DNMT1 (NP_001124295.1) のK1127およびK1129およびK1131およびK1133周辺の合成アセチル化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
アプリケーション	IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26358
タンパク質分子量	183kDa
配送	アイスパック