


アセチル化ヒストンH2A (K5) ウサギポリクローナル抗体 (P04908/P0C0S8) (Wb、If/Icc、Elisa用)

商品番号: CM0000167



前書き

ヒトヒストンH2A (SWISS P04908/P0C0S8)

のアセチル化リジン5 (K5ac)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応し、幅広い種での反応性が予測されます。エピジェネティクスおよびクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アセチル化ヒストンH2A-K5 ウサギ pAb
備考/別名	H2A/c; H2AFC; H2AC11; H2AC15; H2AC16; H2AC17; HIST1H2AI; アセチル化ヒストンH2A-K5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	H2A
遺伝子ID	3012/8329
免疫原	合成ペプチド：ヒトヒストンH2A (NP_003508.1) のK5周辺の合成アセチル化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	アセチル化抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他 (広範囲に予測)
SWISS	P04908/P0C0S8
タンパク質分子量	14kDa
発送	保冷剤入り